

Пулсов Оксиметър

Ръководство за употреба

Характеристики:

1. Непрекъсната работа в продължение на 20 часа.
2. Индикатор за нисък заряд на батериите.
3. Автоматично изключване при продължителна неактивност след 8 секунди.
4. Малък, лек и удобен за носене.

Инструкции за употреба:

1. Поставете двете батерии в съответното отделение.
2. Отворете и сложете пръста в отвора на уреда.
3. Натиснете леко бутона за включване.
4. По време на измерването останете неподвижни и не мърдайте пръстите си. Периодът на отчитане трае около 5 секунди.
5. Когато уредът е вече включен, кратко натискане на бутона за включване обръща посоката на екрана.
6. В случай, че оксиметърът се свали от пръста за повече от 8 секунди, той ще се изключи сам.

Важно

- Този уред измерва пулса и сатурацията (нивото на кислород в кръвта). Той не е медицинско изделие и отчетените резултати са само за информация. При наличие на отклонения, консултирайте се с лекар.
- Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба преди да използвате уреда и работете с него като спазвате посочените инструкции.
- Когато не използвате уреда дълго време, извадете батериите, за да предотвратите евентуалното им протичане.
- Когато пръстът ви е поставен в оксиметъра, нокътят ви трябва да е нагоре.
- Наличието на лак по ноктите може да компрометира работата на уреда и да доведе до невярно измерени стойности.
- Уредът може да се почиства със спирт. Вътрешността на уреда е от нетоксичен каучук, който е безвреден и не причинява странични реакции като кожни алергии.

Подробно описание на продукта:

1. Дигитален дисплей
2. Сатурация (Ниво на кислород в кръвта) SpO₂: Стойности при измерване: 70% ~ 100%; Точност: ± 2% в диапазона от 80% ~ 99 / ± 3% в диапазона от 70% ~ 79%.
3. Пулс: диапазон на измерване: 25BPM~250BPM; Точност: ± 1BPM или ± 1%.
4. Захранване: две алкални батерии AAA 1,5V, не са включени в комплекта.
5. Консумация на енергия: под 30mA.
6. Когато уредът не се използва, той се изключва автоматично след 8 секунди.
7. Да се съхранява на сухо и проветриво място.

Правила за безопасност:

- Проверявайте редовно всички части за видими нарушения на повърхностите.
- Не използвайте уреда до запалими газове.
- Уредът не се използва за деца под 4 години.
- Пазете уреда от мръсна, влажна среда, от вибрации, корозивни материали и избухливи вещества.
- Не натискайте бутоните с остри предмети.
- При рязка промяна на околната температура не измервайте веднага.
- Възможно е уредът да не успее да измери показанията на всеки клиент, особено на този с нестабилни показатели.

Производител: Shenzhen Vdink Equipment Technology Co., Shenzhen, China

Вносител: Грийн Мастър Груп ООД, София, ул. Пиротска 151, тел: 070070220, www.green-master.eu